

ラックーン哺乳瓶、キャップ (ディスポーザブル)

特徴

- 開封後、即使用ができます。
- 災害などの緊急非常時の対応に。
- 純水にて洗浄後、高圧蒸気滅菌機 121℃にて滅菌。
- クリーンルーム内にてパックシール。
- 各種哺乳瓶10本包のパックシール。
- 哺乳瓶100ml、200mlの2種類。
- 完全密封シールされた哺乳瓶の長期間の無菌保持が可能。
- 材質は耐熱・耐薬品性に優れたポリプロピレン製。



※写真の哺乳瓶キャップ(ピンク)は現在(イエロー)になっております。

| 名称 | 型式 | 材質 | 入数(1箱) | 包装 |
|----------------|---------|---------|--------|-----|
| ※ ディスポ哺乳瓶100ml | MR-100H | ポリプロピレン | 500本 | 10本 |
| ※ ディスポ哺乳瓶200ml | MR-200H | ポリプロピレン | 500本 | 10本 |
| 哺乳瓶キャップ | KR | ポリプロピレン | 100個 | なし |
| ※ ディスポ哺乳瓶キャップ | YR-CS | ポリプロピレン | 500個 | 10個 |
| 哺乳瓶キャップ | KR-CS | シリコン | 50個 | なし |
| 終末殺菌用哺乳瓶キャップ | WR-C | ポリプロピレン | 100個 | なし |

(洗浄滅菌済の商品は、※印のついたディスポ製品のみとなります。)

無駄のない様に各種分けて、包装の上密封シールされておりますので、適宜ご自由にご選定いただけますようお願いいたします。なお、まことに勝手ながら、ご発注に際しては、型式をご指示いただきますようお願い申し上げます。