

RACCOON

ステリ・バイアル 完全洗浄・滅菌済み Sステリ・アンプル



完全洗浄 超純水洗浄

滅菌済み オートクレーブ121℃

スピーディー 開封後すぐ注入

省力的・経済的




●ラック用アンプル立て

	2	5	10	20	30	50	100	仕様
バイアル	—			脱気パック	10本入	5本入		低アルカリ瓶(5~30ml) ブチルゴム栓 フリップキャップ付
アンプル	トレイ 10本入			—	—	—		上質ガラス、ワンポイント

2型 (2ml用)	10本立て
5型 (5ml用)	10本立て
10型 (10ml用)	10本立て
20型 (20ml用)	10本立て

ラックーンローリングアンプル熔封器 AY-20型



- 横置式だから右手での熔閉作業がスムーズ。
- 内容液の流出を防ぐため、横軸の角度が調整できます。
- バーナーを傾げるだけで、ロール回転が停止します。
- ロールの回転速度も自由に設定できます。

ラックーンアンプル熔封器 AS-N型



本バーナーは、充填されたアンプル(1~100ml)を回転台付のシンプルな構造ですから、手動作業で極めて簡単に熔封ができます。

また、熔封行程に於いてバーナーに点火する時には、エアーコックは閉じた状態でおこない、点火後はエアーコックを開いて火口の調整ができます。

- 一般都市ガス・LPガス・天然ガスのすべてに使用できます。

ラックーン液剤異物検査灯 L-100型



アンプル・バイアル液剤の異物検査の精度向上に!!

- 外 法：W400×D370×H500mm
- 照 明 部：20W×3灯
- 定格流量：白色・黒色 各1面
- 電 力：AC100V、单相 60W
- 重 量：15kg

本検査灯は、アンプル液剤・バイアル液剤の異物検査、変色等の不良品検査に最適な検査装置です。

洗浄・滅菌・充填後の製剤の検査、納入薬品の検査にも使えます。遮光容器・透明容器・黒色異物・白色異物のいずれにも、検査灯内に設置した白色反射板・黒色反射板と鮮明な電灯光源により、目視検査ができます。また、さらに拡大レンズがついていますので細かい部分の検査にも適しています。

ラックーン液剤異物検査灯 L-30型



- 全 長：370mm
- ボックス：W270×D320×H110mm
- 照 明 部：300×210mm
- 焦点距離：90mm
- 重 量：5kg

アンプル液剤の充填・熔封を完了後、塵埃その他異物が混入された場合など、不良品の有無を検査する検査灯で、拡大レンズおよび白色反射板を備えたもので、机上の作業で検査することができます。

- 光源 20W球、電源 100V

ラックーンハンドクリッパー HCF-2型 (手動巻縮機・フリップキャップ用)



- ハンドクリッパーは、ラックーンステリ・バイアルの瓶・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。

- ・適合瓶口外径：19.5~20mm
- ・適合バイアル：5~100ml

ラックーンラボコン C-45型



- 定格圧力：0.15kg/cm²
- 定格流量：28ℓ/min²
- 最高圧力：0.35kg/cm²
- 消費電力：100V 45/40W 50/60Hz
- 外 法：W120×D175×H200mm



- ・リニヤーマーター・フリーピストン
- ・完全無給油クリーンエアーを吐出
- ・小型軽量、手元スイッチ、コード付
- ・高耐久性

RACCOON

製造販売元



三田理化工業株式会社

本 社 〒531-0076 大阪市北区大淀中2-8-2
TEL(06)6458-0971 FAX(06)6458-2393

URL <http://www.racoon.co.jp>



特約店